

Nektus®

Компоненты
для эндопротезирования
коленного сустава








Компонент феморальный Nektus®

Тип CR

Сохранение задней крестообразной связки


Модель RKC II-I



Тип PS

Замещение задней крестообразной связки

Модель RKC II-II



Общие характеристики CR и PS

Фиксация: цементная
 Исполнение: отдельные компоненты для левой и правой стороны; задние медиальный и латеральный мыщелки симметричны
 Материал: кобальт-хром-молибденовый сплав (ГОСТ Р ИСО 5832-4)


Размерный ряд CR и PS совпадает

ML, мм	AP, мм	Размер	Артикул (CR)		Артикул (PS)	
			Левый	Правый	Левый	Правый
55	47	1	710021001S	710022001S	710031001S	710032001S
58	50,5	2	710021002S	710022002S	710031002S	710032002S
62	55	3	710021003S	710022003S	710031003S	710032003S
66	59	4	710021004S	710022004S	710031004S	710032004S
70	62	5	710021005S	710022005S	710031005S	710032005S
73	66	6	710021006S	710022006S	710031006S	710032006S
77	70	7	710021007S	710022007S	710031007S	710032007S
80	75	8	710021008S	710022008S	710031008S	710032008S



Компонент тибиаьный Nektus®

Модель RKT I-II



Характеристики

Фиксация: цементная
Исполнение: отдельные компоненты для левой и правой стороны; асимметричная форма тибиаьного основания
Материал: титановый сплав (ГОСТ Р ИСО 5832-3)

Размерный ряд


ML, мм	AP, мм	Размер	Артикул	
			Левый	Правый
60	42	1	710101001S	710102001S
64	45	2	710101002S	710102002S
68	48	3	710101003S	710102003S
71	50	4	710101004S	710102004S
74	52	5	710101005S	710102005S
77	54	6	710101006S	710102006S
81	56,5	7	710101007S	710102007S
85	59	8	710101008S	710102008S



Вкладыш тибиальный Nektus®


Тип CR

Модель RKG I-II



Тип PS

Модель RKG II-II



Общие характеристики CR и PS


Исполнение: один компонент для левой и правой стороны; симметричная форма
Материал: сверхвысокомолекулярный сшитый полиэтилен (ГОСТ Р ИСО 5834-2)

Размерный ряд CR и PS совпадает


ML, мм	AP, мм	Размер	Толщина, мм	Артикул (CR)	Артикул (PS)
60	40	1-2	9	710211209S	710241209S
			11	710211211S	710241211S
			13	710211213S	710241213S
			15	710211215S	710241215S
			18	—	710241218S
68	46	3-4	9	710213409S	710243409S
			11	710213411S	710243411S
			13	710213413S	710243413S
			15	710213415S	710243415S
			18	—	710243418S
74	49,5	5-6	9	710215609S	710245609S
			11	710215611S	710245611S
			13	710215613S	710245613S
			15	710215615S	710245615S
			18	—	710245618S
81	53,5	7-8	9	710217809S	710247809S
			11	710217811S	710247811S
			13	710217813S	710247813S
			15	710217815S	710247815S
			18	—	710247818S

Инструменты Nektus®

Набор содержит инструменты для выполнения резекций, примерки и установки компонентов Nektus®.




Инструменты для бедренной кости




Инструменты для бедренной кости

Инструменты Nektus®



Инструменты для большеберцовой кости



Инструменты для большеберцовой кости

Совместимость компонентов Nektus®

Матрица показывает, с какими феморальными компонентами собирается тиббиальный компонент и какой вкладыш при этом используется. Матрица общая для типов CR и PS.

Феморальный									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Тиббиальный	Вкладыш	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	1-2							
	2	1-2							
	3			3-4					
	4			3-4					
	5					5-6			
	6					5-6			
	7							7-8	
	8							7-8	

Каталог продукции Nektus®

Для первичного эндопротезирования коленного сустава

1-2026



ООО «ЛОГИКС Медицинские Системы»
Инженерная, 20, Новосибирск, Россия

+7 (383) 207-99-11
ms@logeeks.ru

logeeksms.ru

Номер ЕРУЛ: Г004-00110-00/04619195

